




MammoView

**Digitale Mammographie-
befundung
effizient + flexibel:**

- Extrem einfache, intuitive Bedienung
- Sekundenschneller Zugriff auf alle Bilder (inkl. Voraufnahmen)
- Direktes Befunden im Bild
- Individuell konfigurierbare Hanging Protocols zur Automatisierung Ihrer Routineabläufe
- Vollständige Integration in alle KV-Screening-Systeme
- Hervorragende Bildqualität (2048 Graustufen)
- Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis



DIGITALE BILDER SIND UNSERE WELT

medigration MammoView ist eine intuitiv zu bedienende, kosteneffiziente Betrachtungs- und Befundungsstation sowohl für die kurative Mammographie als auch für das Mammographie-Screening (erfüllt PAS 1054). Die enorme Flexibilität und ein hoher Qualitätsstandard sorgen für zukunftssichere Mammographie-Lösungen nach Maß. Durch den konsequenten Einsatz des DICOM-Standards wird eine hohe Integrationsfähigkeit mit allen digitalen Modalitäten (multimodality) gewährleistet.

Spezialisierte Werkzeuge

Nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit Ihre Befunde mittels vordefinierter, standardisierter Auswahloptionen direkt im betreffenden Bild einzutragen. Eine präzise Invertierung der Brust erlaubt eine hervorragende Darstellung des Bildkontrasts und verbessert die Sichtbarkeit von Läsionen. Mit Hilfe der symmetrischen Aufhängung können ferner alle korrespondierenden Aufnahmen in gleicher Weise verschoben, skaliert und gefenstert werden. Gerne definieren wir entsprechend Ihrer spezifischen Anforderungen individuelle Hanging Protocols (insbesondere auch für Voraufnahmen).

Integrierte Befundung

Der MammoView Workflowmanager stellt optional das Bindeglied zwischen Ihrer Praxis, der Screeningeinheit und der KV-Software (MammaSoft/MaSc) dar. Wir garantieren einen nahtlosen, stabilen und effizienten Arbeitsablauf durch die Integration der KV-Befundeingabemaske sowie der Arbeitslisten für Erst- und Zweitbefundung, Supervision und Konsensus.

Schnelles und effektives Handling der Bilder


Die einzigartige Pyramidenkompression ermöglicht ein verzögerungsfreies Arbeiten mit allen verfügbaren Daten. Komplexe Bildserien können binnen weniger Sekunden angezeigt werden. Durch die asynchrone Übermittlung der erfassten Bilder an das Screening-Archiv sowie den sicheren, verschlüsselten Transport über das Internet (optional) kann MammoView äußerst flexibel eingesetzt werden (z. B. MammaMobil).



Direkte Befundeingabe im Bild



Integrierte KV-Befundeingabemaske



Individuell konfigurierbare Hanging-Protocols
(inkl. Voraufnahmen)



Gesellschaft für
medizinische Datenverarbeitung
und Integration mbH
Schuhstr. 30
D-91052 Erlangen

Tel: + 49 (0) 91 31 - 6 90 87 - 40
Fax: + 49 (0) 91 31 - 6 90 87 - 50
eMail: info@medigration.de
web: www.medigration.de

Zertifiziertes QS-System
DIN EN ISO 13485

Für eine unverbindliche
Beratung stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!